

drain101

Equipo para Vaciado de Bolsas de Drenaje

inoxmateos

Fábrica:

ctra. de Murcia, km. 175

tf/fax: 958 86 14 74

Exposición y Venta:

c/ puerta de lorca, s/n

tf/fax: 958 86 02 03

18800 Baza _ Granada _

info@acerosinoxidablesmateos.com

<http://acerosinoxidablesmateos.com>

distribuido por:



drain101

Comodidad, Seguridad e Higiene

Novedoso sistema mecanizado para el vaciado de las bolsas sanitarias de drenaje de fluidos corporales y/o heridas quirúrgicas empleadas en los centros hospitalarios.



Introducir la bolsa en el compartimento superior y empujar el cajón hasta el final.

Canaliza de manera adecuada y mas higienica los residuos recogidos en las bolsas, facilitando su reciclado, una vez vacías, en un contenedor habilitado para tal fin en el equipo.



Tras el vaciado completo, activar los aspersores mediante el pulsador y tirar hacia afuera del cajón, recoger la bolsa vacía y arrojarla al contenedor de reciclaje.

Sistema muy ventajoso para el personal sanitario y de limpieza ya que evita correr el riesgo de entrar en contacto con tales fluidos durante la operación.



Utilizar el grifo para la total limpieza del equipo.



El modelo drain101 está formado por un chasis metálico en forma de prisma compuesto por un habitáculo de recepción de las bolsas, un cajón de corte y vaciado y una zona de desagüe, quedando en posición de reposo totalmente cerrado evitando así malos olores así como cualquier mal uso.

El equipo se completa con una salida de agua a presión para facilitar su limpieza despues del uso.